

EZee Tape – Feuillet d'information



Aperçu :

La bande de kinésiothérapie EZee Tape est une bande élastique thérapeutique utilisée pour traiter un grand nombre de blessures, réduire la douleur et améliorer le soutien physique. Elle est faite de coton de haute qualité et d'un revêtement acrylique adhésif. La bande de kinésiothérapie EZee Tape permet de soulever la couche supérieure de la peau afin de créer un plus grand espace entre la peau et les muscles, favorisant ainsi la circulation sanguine et le drainage lymphatique.

Taille :

Largeur : 5 cm (2 po)

Longueur : 6 m (19,6 pi)

Numéros de produit :

Couleur/Style	Synthétique	Coton
Beige	CH5300	CH5320
Bleu	CH5301	CH5321
Rose	CH5302	CH5322
Noir	CH5303	CH5323



Principales fonctionnalités de la bande EZee Tape :

- ! Soutien des muscles et des articulations
- ! Réduction de la fatigue musculaire
- ! Stimulation du drainage lymphatique et de la circulation sanguine
- ! Réduction de l'enflure et de la douleur
- ! Stimulation du processus de guérison naturel

Information d'entreposage :

- 1) Conservez la bande de kinésiothérapie EZee Tape à une température approximative de 21 °C. Les températures élevées ou basses peuvent entraîner une dégradation de la qualité.
- 2) Protégez la bande de kinésiothérapie EZee Tape des rayons du soleil, des sources de chaleur ou des endroits humides.

Conseils et consignes d'utilisation

- 1) Avant l'utilisation, nous vous recommandons de faire un test avec un petit morceau de bande de kinésiothérapie EZee Tape. En cas de réaction allergique, d'hypersensibilité ou d'irritation, retirez immédiatement la bande et cessez l'utilisation. Prenez note que certaines réactions ne sont pas immédiatement perceptibles. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un test pendant environ 48 heures avant l'utilisation.
- 2) Avant l'utilisation, nettoyez et séchez la peau pour une adhérence optimale.
- 3) Appliquez la bande de kinésiothérapie EZee Tape sur la peau en l'étirant légèrement. Les extrémités de la bande de doivent pas être tendues. Si la tension est trop forte, retirez la bande.
- 4) Il est recommandé de retirer la bande de kinésiothérapie EZee Tape dans le sens du poil, afin d'éviter une tension accrue sur la peau.
- 5) Arrondissez les coins du morceau de bande pour une adhérence optimale.

Mises en garde

- 1) La bande EZee Tape ne doit être utilisée que sous la supervision de thérapeutes professionnels ou de spécialistes ayant un niveau de connaissance adéquat du domaine du bandage kinésiothérapeutique.
- 2) La bande EZee Tape doit uniquement être utilisée sur une peau saine.
- 3) La bande de kinésiothérapie EZee Tape ne doit pas être appliquée sur le visage, la peau endommagée, irritée ni sur les brûlures.
- 4) Gardez la bande de kinésiothérapie EZee Tape hors de la portée des enfants.

La bande de kinésiothérapie EZee Tape contribue au processus de guérison naturel et ne doit pas être considérée comme un médicament! La bande de kinésiothérapie EZee Tape n'offre aucune garantie en matière de prévention des blessures! La bande EZee Tape ne peut être tenue responsable des blessures.

Il y a exclusion de responsabilité si les recommandations d'utilisation ne sont pas observées.

Pour obtenir de l'information sur l'application ou des instructions supplémentaires, visitez notre site Web au

<http://www.factorydirectmedical.com/EZee-Tape>.

Importé / Distribué par :

Factory Direct Medical

34, Futurity Gate, Unit 15, Concord (Ontario) L4K 1S6

Local : 416-739-8393

Sans frais : 1-855-235-2400

